



# MÉTODO DENTURE GUIDE®

MANUAL DE USUARIO  
2D Digital Preview y Maestro 3D Dental Studio



Escanea el código QR y mira los **videos tutoriales** sobre el Método Denture Guide.<sup>®</sup>


## EL FLUJO DIGITAL RUTHINIUM!

Desde el intercambio de información clínica hasta las prótesis definitivas.

El Flujo Digital Ruthinium se pone como objetivo mejorar la eficiencia sin alterar el flujo de trabajo tradicional del dentista. Reconocemos la importancia de preservar los procedimientos establecidos, pero al mismo tiempo queremos ofrecer un apoyo concreto para optimizar todo el proceso.

El paso fundamental de nuestra propuesta es la adquisición de datos mediante escáner en lugar de modelos físicos. Este enfoque permite a los técnicos dentales superar el desafío de la transmisión de los datos físicos a los laboratorios, sustituyendo esta práctica con una transmisión digital. De esta manera, facilitamos el flujo de trabajo y reducimos los inconvenientes relacionados con el transporte físico de los materiales.

La transición hacia la recopilación de datos digitales representa un avance significativo en la odontología moderna, permitiendo a los profesionales centrarse en sus habilidades médicas sin preocuparse de la logística. Nuestro enfoque tiene como objetivo facilitar esta transición y ofrecer a los dentistas una forma más eficiente y conveniente para gestionar los datos y colaborar con los laboratorios.



## INCISIÓN DEL MURO

El médico realiza la incisión del muro superior a través de dos puntos de referencias gracias al uso del calibrador Denture Guide.



## PROTOCOLO FOTOGRÁFICO

Paciente sentado con la espalda recta y con apoyo detrás de la nuca  
Cámara vertical o smartphone de nueva generación  
Plan estético paralelo al horizonte  
Enfoque en los dientes/centro de la cara






## DIGITAL PREVIEW

Software de previsualización fotográfica

### 1º INSERCIÓN DE ARCHIVOS Foto con sonrisa y retractor





## DIGITAL PREVIEW

Software de previsualización fotográfica

### 2º CALIBRACIÓN

Proceso para transformar los píxeles de las fotos en tamaños reales y colocar correctamente la línea central



**CALIBRAZIONE**

ANALISI      PROGETTO ESTETICO      PROGETTO TECNICO

Rotazione immagine

Calibrazione

Mis. nota 20 mm

El tamaño se debe ajustar a 20mm.

¿CÓMO HACER?  
Siguiendo los puntos de referencia incididos por el médico sobre el muro superior gracias al uso del calibrador.

Coloque la foto en el centro de la línea **ROJA** (línea media virtual) para verificar que coincida con la línea media grabada en el muro por el clínico.

Mostra griglia  
 Mostra linea mediana



## DIGITAL PREVIEW

Software de previsualización fotográfica


### 3º ANÁLISIS FACIAL

En el menù a la izquierda se encuentran las funciones del software útiles para un correcto análisis facial.

#### Plano Oclusal Ideal

Al hacer clic en el centro de la línea roja cerca del muro aparecerá un trazado dinámico con el que se va a delinear el plano oclusal.

Automáticamente aparecerán dos puntos naranjas con los cuales se podrá modificar la curvatura.





## DIGITAL PREVIEW


Software de previsualización fotográfica

### 3º ANÁLISIS FACIAL

En el menú a la izquierda se encuentran las funciones del software útiles para un correcto análisis facial.

#### Líneas de referencia

Al establecer de dos puntos se generará una línea: este mecanismo permite calcular el grado de ángulo entre los dos puntos.





## DIGITAL PREVIEW

Software de previsualización fotográfica


### 3º ANÁLISIS FACIAL

En el menú a la izquierda se encuentran las funciones del software útiles para un correcto análisis facial.

#### Tamaños lineares

Mecanismo que permite calcular un espacio determinado por dos puntos.

Útil para comprobar la distancia entre canino y canino.





## DIGITAL PREVIEW


Software de previsualización fotográfica

### 3º ANÁLISIS FACIAL

En el menú a la izquierda se encuentran las funciones del software útiles para un correcto análisis facial.

**Referencias verticales**  
Mecanismo que permite crear dos líneas verticales.

Útil para comprobar la correcta posición de los caninos.





## DIGITAL PREVIEW

Software de previsualización fotográfica

### 3º ANÁLISIS FACIAL

En el menù a la izquierda se encuentran las funciones del software útiles para un correcto análisis facial.

#### Tamaños de la cara

Colocar el rectángulo **ROJO** como sigue: el **lado superior** tiene que coincidir con la línea del cabello, (en el caso de un paciente calvo tiene que coincidir con la primera arruga de la frente).

El **lado inferior** tiene que coincidir con la base de la barbilla.

Los **laterales** tienen que coincidir con el extremo de los pómulos.

A través de estos parámetros el software calculará 1/16 del área para recomendar el tamaño correcto de los incisivos centrales superiores.






## DIGITAL PREVIEW

Software de previsualización fotográfica

### 3º ANÁLISIS FACIAL

En el menú a la izquierda se encuentran las funciones del software útiles para un correcto análisis facial.

**Relación forma de la cara/diente**  
 Mecanismo útil para determinar la forma ideal de los incisivos centrales superiores (cuadrado, triangular, oval).



**ANALISI FACIALE**

ANALISI | **PROGETTO ESTETICO** | PROGETTO TECNICO

- Disegno libero
- Piano oclusale ideale
- Linee di riferimento
- Misure lineari
- Misure angolari
- Riferimenti verticali
- Misure del viso
- Rapporto forma visodente**
- Rettilineo
- Proporzioni del viso

Mostra griglia  
 Mostra linea mediana

Temporal

Estremidad del pómulo

Ángulo de la mandíbula

Posizione di riposo

Forma "e"



## DIGITAL PREVIEW

Software de previsualización fotográfica

### 3º ANÁLISIS FACIAL

En el menú a la izquierda se encuentran las funciones del software útiles para un correcto análisis facial.

#### Proporciones de la cara

Mecanismo útil para un análisis facial basado en las proporciones de la cara.

**ANALISI FACIALE**

ANALISI | PROGETTO ESTETICO | PROGETTO TECNICO

- Disegno libero
- Piano oclusale ideale
- Linee di riferimento
- Misure lineari
- Misure angolari
- Riferimenti verticali
- Misure del viso
- Rapporto forma visodente
- Proporzioni del viso

Mostra griglia  
Mostra linea mediana

Linea del cabello

Linea bipupilar

Plano oclusal

Base de la barbilla

68.92 mm

73.62 mm

56.63 mm

Proportion: 0.94

Proportion: 1.30

Posizione di riposo

Forma "e"




## DIGITAL PREVIEW

Software de previsualización fotográfica

### 4° RECORTE DEL ÁREA ENDO-ORAL

Recorte de la foto



Siguiendo el perfil de los labios, con una serie de puntos blancos se crea un recorte del área endo-oral.

Con los puntos **NARANJAS** se pueden modificar las curvas y perfeccionar el recorte.



## DIGITAL PREVIEW

Software de previsualización fotográfica

### 5º ALINEACIÓN DE IMÁGENES

Cara frontal con intraoral frontal




Hay que alinear los muros a través de los dos puntos de referencia que había grabado el clínico.

## 6º ELECCIÓN DE LOS DIENTES

El software abre la librería de dientes comerciales Ruthinium **Acry Smart** y **Acry Plus**, señalando cuál es más correcto utilizar según la información proporcionada anteriormente. La elección del diente no está vinculada, puede ser modificada manualmente según un criterio de elección individual. Será suficiente seleccionar la forma deseada y luego proceder.

Elección de la librería Ruthinium deseada






## DIGITAL PREVIEW

Software de previsualización fotográfica

### 6° RESUMEN DE LA ELECCIÓN DE LOS DIENTES

El software indica las formas correctas para una articulación adecuada.





## DIGITAL PREVIEW

Software de previsualización fotográfica

### 7º COLOCACIÓN DE LOS DIENTES


El software colocará automáticamente las imágenes de los dientes elegidos dentro de la fotografía creando un montaje estético.

**Nota: los dientes no están en formato STL 3D, han sido fotografados uno por uno y insertados dentro del software para crear una previsualización estética. El montaje realista tendrá que ser hecho con el software 3D Denture Guide.**

#### Selección arcada

Haciendo clic en el círculo **AZUL** en el centro de la foto se puede mover toda la arcada.

Con los círculos laterales se trabaja siempre en toda la arcada, cambiando la curvatura de los dientes posteriores.



Haciendo clic en el diente individual aparecerá un punto **AZUL CLARO** con el que se podrá rotar y mover el diente.



## DIGITAL PREVIEW

Software de previsualización fotográfica

### 8° EXPORTACIÓN DE LOS OUTLINES

Los outlines servirán sucesivamente en el software Denture guide como referencia en la previsualización estética fotográfica.



#### ¿CÓMO HACER?

Desde la selección COLOCACIÓN DE LOS DIENTES, hacer clic sobre **"Muestra dibujo de los dientes"**. Aparecerán los outlines rojos.

Exportamos el archivo haciendo clic en el menú de la parte superior derecha **"Exportar la página actual"**.





## DIGITAL PREVIEW

Software de previsualización fotográfica

### 9º PREVISUALIZACIÓN ESTÉTICA



Posibilidad de generar el reporte del proyecto en PDF en el que habrá el análisis completo del paciente.




¿CÓMO HACER?

Haciendo clic en el menú en la parte superior derecha **“Generación del reporte”**.

## 1º IMPORTACIÓN DE LOS ARCHIVOS STL EN EL SOFTWARE

En estos campos el odontólogo puede rellenar, insertando los datos:  
 Nombre de la clínica  
 Nombre del médico  
 Nombre del paciente



Haciendo clic en este icono se puede visualizar la vista previa de los archivos después de haberlo insertado.

Es posible importar un proyecto previamente realizado por terceros sin tener que insertar todos los archivos anteriores (2,3,4,5,6,7), teniendo así todo el proyecto a disposición.

## 2º CONFIGURACIÓN DEL PLANO OCLUSAL

Analisi e misure | Setup virtuale | Bite Designer | Smile Creator

Cambia origine locale

- Piano oclusale con 3 punti
- Resetta
- Arcata superiore
- Mostra Occlusale Piano
- Muovi punti sul piano

Aiuto

Fare doppio click con il mouse sul modello per aggiungere i punti di controllo.

Es posible elegir arcada superior o arcada inferior

Añadir los 3 puntos de control en el modelo para crear el plano oclusal.

Nota: para dibujar el arco, el primer punto tiene que ser realizado a la izquierda.

**2º CONFIGURACIÓN DEL PLANO OCLUSAL**

Analisi e misure | Setup virtuale | Bite Designer | Smile Creator

Mostra Occlusale Piano  
 Nascondi Sagittale Piano  
 Nascondi Trasversale Piano  
 Bordo automatico  
 Altezza - 3.00 mm +  
 Estrusione Radiale - 2.50 mm +

Haciendo clic y moviendo los arcos se puede rotar el plano


Permite crear automáticamente los bordes de los modelos con extrusión radial.

Posibilidad de añadir la correcta inclinación del plano oclusal

Haciendo clic y moviendo las flechas se puede trasladar el plano

Occlusale  
Sagittale  
Trasversale

Avanti | Annulla  
 Botone Sinistro: Ruota | Rotella: Zoom | Botone Destro: Trasla



**3° INSTRUMENTOS DISPONIBLES**

Selección del módulo Smile Creator

Exportación de archivos

Alineación de fotos/archivos STL

Recorte intraoral

Cresta gingival

Montaje de los dientes

Creación de la placa

Creación del trípode

Creación de la plantilla

Modelización de la placa

Menú que permite visualizar o no visualizar ciertos elementos

Posibilidad de elección entre diferentes vistas:

- Frontal
- Posterior
- Izquierda
- Derecha
- Desde arriba
- Desde abajo
- Boca abierta

Posibilidad de elección entre diferentes visualizaciones:


- Maxilar
- Mandibular
- Ambos

Clinica:  
Dottore:  
Codice:  
Paziente:  
Età:  
Sesso:  
Città:  
Nazione:  
Caso ID: 2023-07-31-001  
Data: 2023-07-30  
Arcata superiore: Arcata superiore (Modello scansionato)  
Arcata inferiore: Arcata inferiore (Modello scansionato)

Bottone Sinistro: Ruota | Rotella: Zoom | Bottone Destro: Trasia


### 3° ALINEACIÓN DE LOS ARCHIVOS CON LA FOTO

A través de los dos puntos de referencia grabados por el médico en el muro superior gracias al uso del calibrador.



### 3° ALINEACIÓN DE LOS ARCHIVOS CON LA FOTO

A través de los dos puntos de referencia grabados por el médico en el muro superior gracias al uso del calibrador.






**DENTURE GUIDE**  
Software de montaje digital

### 3° ALINEACIÓN DE LOS ARCHIVOS CON LA FOTO

A través de los dos puntos de referencia grabados por el médico en el muro superior gracias al uso del calibrador.



Analisi e misure Setup virtuale Bite Designer Smile Creator

Allineamento - Posizionamento Preciso

Nascondi Occlusale Piano

Resetta

Aiuto

Perfeziona il posizionamento spostando i due punti per correggere il ridimensionamento e la posizione dell'immagine. Muovere i punti orizzontalmente per scalare l'immagine. Muovere i punti verticalmente per ruotare l'immagine. Trascina e rilascia il mouse sul modello 3D per ruotare. Premere le frecce della tastiera per ruotare il modello.

◀ Precedente ▶ Avanti ✕ Annulla

◻ Botone Sinistro: Ruota | Rotella: Zoom | Botone Destro: Traslata



## DENTURE GUIDE

Software de montaje digital


### 4° RECORTE INTRAORAL

Haciendo doble clic con el ratón en el modelo para añadir los puntos de control.




## 5° DISEÑO DE LA CRESTA GINGIVAL SUPERIOR Y INFERIOR

Haciendo doble clic con el ratón en el modelo para añadir los punto de control.



## 6° MONTAJE DE DIENTES



The screenshot shows the software interface with the 'Anatomia' window open. The window contains the following settings:

Libreria	Predefinito
Marca	Ruthinium
Modello	AcryPlus
superiore   Incisivi	P2
Inferiore   Incisivi	X5
Posteriori (sinistra)   Posteriori...	Z2

Below the settings is a 3D model of a denture arch and a grid of tooth icons labeled with numbers 18 through 38. A red arrow points from the 'Anatomia' window to the text on the right.

En esta fase se eligen los dientes previamente utilizados en el software Digital Preview.

## 6° INSTRUMENTOS DISPONIBLES PARA EL MONTAJE DE DIENTES

Mostrar/ocultar diente

Quitar diente

Restablecer posición del diente


La cuadrícula con los valores permite hacer micro movimientos en la posición de los dientes

Permite trasladar o rotar el diente o los grupos de dientes vinculándolos en una dirección o en un plano

Mostrar/ocultar manipulador

Panorámica de la configuración diente por diente

Seleccionadores de grupo para el desplazamiento simultáneo de los dientes




Panorámica de Setup


#	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BL	0.00	0.00	1.68	1.48	1.40	2.88	3.43	3.79	3.79	3.43	2.88	1.68	1.68	1.04	0.00	0.00
EL	0.00	0.00	0.14	0.47	0.96	2.06	1.82	2.63	2.63	1.82	2.06	0.86	0.47	0.14	0.00	0.00
MD	0.00	0.00	4.90	4.29	4.82	2.99	2.92	0.29	0.29	2.92	2.99	4.26	4.26	4.56	0.00	0.00
Ti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BL	0.00	0.00	1.39	2.24	2.83	3.54	4.06	4.17	4.17	4.06	3.54	2.83	2.24	1.39	0.00	0.00
EL	0.00	0.00	0.13	0.83	0.83	1.84	1.85	1.97	1.97	1.84	0.83	0.83	0.13	0.00	0.00	0.00
MD	0.00	0.00	4.41	4.34	3.57	2.34	1.98	0.63	0.63	1.98	2.34	3.57	4.04	4.41	0.00	0.00
#	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

## 6° INSTRUMENTOS DISPONIBLES PARA EL MONTAJE DE DIENTES

En esta área se pueden visualizar las eventuales intersecciones entre los dientes



7° DISEÑO DE LA PLACA BASE



Activando esta función permite crear la placa quitando los retención

**3D Denture Guide | Placca**

Spessore - 2.00 +

Distanza dal modello - 0.00 +

Raggio della fresa - 0.00 +

Rimuovi sottosquadri

**Aiuto**

Definire la linea di taglio. Premere il tasto SHIFT e fare click o doppio click o drag con il mouse sul modello per aggiungere i punti di controllo alla linea. La freccia azzurra indica la porzione di modello che sarà utilizzata. Fare attenzione che il punto stia all'interno della selezione. Premere il tasto CTRL e premere il tasto sinistro del mouse per spostare il punto di controllo.

Avanti Annulla

Bottone Sinistro: Ruota | Rotella: Zoom | Bottone Destro: Trasla


¿Cómo dibujar la placa?



**DENTURE GUIDE**  
Software de montaje digital

**8° REALIZACIÓN A TRAVÉS DE PUNTOS DE LA PLANTILLA (GUÍA QUE PERMITE LA COLOCACIÓN DE LOS DIENTES)**

Nota: es importante colocar la flecha azul en la parte oclusal del diente para que el software realice la plantilla correctamente.



Analisi e misure | Setup virtuale | Bito Designer | Smile Creator

3D Denture Guide | Template

Spessore - 0.90

Distanza dal modello - 0.09

Raggio della fresa - 0.00

Rimuovi sottosquadri


Aluto

Definire la linea di taglio. Premere il tasto SHIFT e fare click o doppio click o drag con il mouse sul modello per aggiungere i punti di controllo alla linea. La freccia azzurra indica la porzione di modello che sarà utilizzata. Fare attenzione che il punto stia all'interno della selezione. Premere il tasto CTRL e premere il tasto sinistro del mouse per spostare il punto di controllo.


Avanti | Annulla

Se puede elegir el espesor más adecuado.  
**Espesor recomendado: 0.90**

Se puede elegir el offset que se considera más adecuado



9° REALIZACIÓN DEL TRÍPODE (CONEXIÓN PLACA-PLANTILLA)



Analisi e misure Setup virtuale Bite Designer Smile Creator

Guida

- Diametro interno anelli - 5.00 mm + ↻
- Diametro esterno anelli - 7.00 mm + ↻
- Altezza anelli - 8.00 mm + ↻
- Tolleranza cilindri interni - 0.30 mm + ↻
- Altezza cilindri esterni - 2.00 mm + ↻
- Altezza cilindri interni - 3.50 mm + ↻

Calcolo automatico diametro

- Diametro cilindri interni - 7.10 mm + ↻
- Tolleranza anello 0 - 3.00 mm + ↻
- Tolleranza anello 1 - 3.00 mm + ↻
- Tolleranza anello 2 - 3.00 mm + ↻

Alto

Fare doppio click con il mouse sul modello per aggiungere i punti di controllo.

Avanti Annulla

Bottone Sinistro: Ruota | Rotella: Zoom | Bottone Destro: Trasla

Se coloca el punto de control entre los dos incisivos centrales en el centro de la plantilla (aproximadamente)

Se conectan los puntos a la placa para no crear interferencias


Se colocan los puntos de control entre el segundo premolar y el primer molar para conseguir más estabilidad

Instrumento útil para dislocar las pilares más o menos centrales


CON EL USO DE  
**ACRY SMART Y ACRY PLUS**  
RECOMENDAMOS LOS SIGUIENTES PASOS:

MODELADO DE LA PLACA Y  
EXPORTACIÓN DE LOS  
ARCHIVOS STL

## 10° MODELIZACIÓN DE LA PLACA (AÑADIR Y QUITAR MATERIAL). MODELAR COMO MÁXIMO HASTA EL TALÓN DEL DIENTE PARA EVITAR LA FORMACIÓN DE RETENCIONES



## 10° MODELIZACIÓN DE LA PLACA (SUAVIZAR LA SUPERFICIE)







## DENTURE GUIDE

Software de montaje digital

### 11º EXPORTACIÓN DE LOS ARCHIVOS



## 12° EXPORTACIÓN DE LA PLACA CON AGUJERO. ÚTIL CUANDO EL TRÍPODE TOCA EL DIENTE O PARA PERFORAR LA PLACA CERCA DEL TALÓN



Activar la función Agujero (Placca | Anatomía) solamente para crear los alojamientos dientes "Acry Smart Digital"

Elección del offset del agujero

Esporta... (3D Denture Guide | Placca | Tripode) | Arcata superiore

Nome file: Giulio

Esporta nel sistema di riferimento originale

Buco (Placca | Anatomia) Soglia: 0.00

Tipo di file: STL

Avanti Annulla


Clinica: Fabrizio  
 Dottore: Mattia  
 Codice:  
 Paziente: Giulio  
 Etá:  
 Sesso: -  
 Città:  
 Nazione: -  
 Caso ID: 2023-07-31-001  
 Data: 2023-07-30  
 Arcata superiore: Arcata superiore (Modello scansionato)  
 Arcata inferiore:

Botone Sinistro: Ruota | Rotella: Zoom | Botone Destro: Trasla

CON EL USO DE  
**ACRY SMART DIGITAL**  
RECOMENDAMOS LOS SIGUIENTES PASOS:

MODELACIÓN DE LA BRIDA Y  
EXPORTACIÓN DE LOS  
ARCHIVOS STL

## 10° MODELIZACIÓN DE LA BASE DE LA PRÓTESIS



## 11º MODELIZACIÓN DE LA BASE DE LA PRÓTESIS

The screenshot displays the software interface for creating a denture base. The 'Maximo materiale' tool is selected, with its settings visible on the left. The 'Massimo' value is set to 0.40. A red box highlights this value, and a red arrow points from it to the 3D model of the denture base, which is shown in a side view. The model features a pinkish-red base and white teeth. The software interface includes a top menu bar with options like 'Analisi e misure', 'Setup virtuale', 'Bite Designer', 'Smile Creator', and 'Appliance Creator'. A toolbar with various icons is located at the bottom of the interface.

Modelazione | Aggiungi | Rimuovi materiale

Dimensione - 2.15 +

Ampiezza - 0.06 +

Liscia i bordi

Massimo materiale

Massimo - 0.40 +

Modello | Ottimizza

Soglia - 0.84 mm +


SHIFT + pulsante sinistro del mouse per aggiungere materiale. SHIFT + pulsante destro del mouse per rimuovere materiale. SHIFT + rotella del mouse per cambiare dimensione.

Permite aumentar el volumen del material en base al valor elegido. Útil para la creación de los cuellos de los dientes.

Avanti Annulla

Botone Sinistro: Ruota | Rotella: Zoom | Botone Destro: Trasla

## 11° MODELIZACIÓN DE LA BASE DE LA PRÓTESIS






## DENTURE GUIDE

Software de montaje digital

### 12° EXPORTACIÓN DE LOS ARCHIVOS



### 13° EXPORTACIÓN DE LA PLACA CON ALOJAMIENTO DIENTES

Analisi e misure | Setup virtuale | Bite Designer | Smile Creator | Appliance Creator

- [x] Arcata superiore
  - [x] Arcata superiore
  - [x] Vallo di cera
    - + [x] 3D Denture Guide | Placca
    - + [x] 3D Denture Guide | Template
  - [x] Tripode
  - [x] Anelli
    - + [x] Denti
- [x] Arcata inferiore
  - [x] Arcata inferiore
  - [x] Vallo di cera
    - + [x] 3D Denture Guide | Placca
    - + [x] 3D Denture Guide | Template
  - [x] Tripode
  - [x] Anelli
    - + [x] Denti

Esporta... (3D Denture Guide | Placca | Tripode) | Arcata superiore

Max

Nome file | Max

Esporta (Asse Z)

Placca

Placca + Buco

Placca + Anatomia (Modalità Expert)

Soglia - 0.00

Avanti | Annulla

Elección del offset del alojamiento

Exportación de la placa sin alojamiento dientes

Exportación de la placa con alojamiento dientes Acry Smart Digital

Exportación de la prueba a imprimir con resinas 3D como Primera Prueba

Clinica: Elena Prova  
 Dottore: Elena  
 Codice:  
 Paziente: Max  
 Etá:  
 Sesso: -  
 Città:  
 Nazione: -  
 Caso ID: 2024-04-18-001  
 Data: 2024-03-09  
 Arcata superiore: Arcata superiore (Modello scansionato)  
 Arcata inferiore:

Bottone Sinistro: Ruota | Rotella: Zoom | Bottone Destro: Traslata





Encuadre el código QR  
y descubre más sobre Método Denture Guide

Follow Us



info@ruthinium.it | +39 0425 51628  
ruthinium.it | shop.ruthinium.com